

Aktywność pierwszej elucji wynosi: 8,39 GBq (odczytane z *Tabeli 1*).

Aktywność drugiej elucji wynosi: $8,39 \times 0,940 \times 0,51 = 4,02$ GBq (współczynniki odczytane z *Tabeli 2*).

Kontrola jakości

Wygląd roztworu, pH, radioaktywność oraz tzw. "przebiecie" molibdenu (^{99}Mo) muszą być sprawdzone przed użyciem.

Sprawdzenie "przebiecia" molibdenu (^{99}Mo) może być przeprowadzone zgodnie z Farmakopeą europejską (Ph.Eur.) lub też każdą inną zwalidowaną metodą umożliwiającą określenie zawartości molibdenu poniżej 0,1 % całkowitej aktywności na dzień i godzinę podania.

Każdy pierwszy eluat otrzymany z generatora może być użyty. Eluat może być użyty do wyznakowania zestawu do znakowania nawet w ciągu 24 godzin od ostatniej elucji, chyba że w Charakterystyce konkretnego zestawu do znakowania jest informacja o konieczności użycia świeżo eluowanego roztworu.

Charakterystyka eluatu otrzymywanego z generatora

Wydajność elucji	90-110%
Czystość radiochemiczna eluatu	$\geq 98\%$
Zawartość ^{99}Mo w eluacie	$\leq 0,1\%$ (A/A)
Zawartość Al^{3+} w eluacie	$< 5,0 \mu\text{g/ml}$
pH eluatu	5,5-7,5

Kontrola u użytkownika

Pomiar aktywności: wykonać dowolną metodą z dokładnością do 10% i odnieść do czasu zakończenia elucji.

Czystość radiochemiczna:

Badanie wykonać metodą chromatografii bibułowej wstępującej, stosując bibułę Whatman 1 oraz aceton jako roztwór rozwijający. Wartość R_f dla sodu nadtechnecjanu (^{99m}Tc) wynosi 0,9-1,0.

Zawartość glinu w eluacie:

Wykonać metodą testu kroplowego na pasku bibuły wysyczonej 0,05% roztworem chromazurolu S.